

Шприц Premise Flowable, 1,7г оттенок А3

ИМ-7.105394/2309

реставрационный / герметизация фиссур,
универсальный, оттенок А3, наногибридный,
консистенция текучая (низко-модульная),
рентгеноконтрастный

Kerr Corporation, США



Характеристики

Тип	реставрационный / герметизация фиссур
Назначение	универсальный
Оттенок	А3
По типу частиц	наногибридный
Консистенция	текучая (низко-модульная)
Рентгеноконтрастный	Да
Форма выпуска	1 шприц оттенка А3 (1,7 г) 10 насадок

Дополнительные характеристики

Premise™ Flowable – это наногибридный текучий композит. Сочетание трех видов наполнителей обеспечивает оптимальные рабочие свойства и превосходные механические характеристики. Великолепная эстетика благодаря эффекту «хамелеона». Превосходная полируемость и долговечность эстетического результата. Универсальность применения как для реставраций небольших полостей на фронтальной и жевательной группах зубов вне окклюзионной нагрузки, так и в качестве базовой / лайнерной прокладки для полостей II класса благодаря уникальному составу и наличию 10 оттенков. Удобная работа на верхней челюсти и в пришеечной области (клиновидный дефект, эрозия эмали) благодаря низкой текучести материала и его легкому контролю. Возможность использования в качестве герметика для ямок и фиссур зубов, для восстановления дефектов эмали и поверхностных дефектов керамических реставраций. Высокая механическая прочность благодаря содержанию 3 видов наполнителей: предварительно полимеризованного наполнителя (PPF), наполнителя Point 4™, наноаполнителя. Снижение полимеризационного стресса, постоперационной чувствительности, риска микроподтекания и окрашивания по краю реставрации благодаря высокому содержанию наполнителя (72,5 %) и низкой полимеризационной усадке. Прекрасная моделируемость и отсутствие прилипания к инструментам. Высокая рентгеноконтрастность (более 300 % AI – один из лучших показателей среди текучих композитов).