

Шприц инъекционный Wuzhou Medical № S-2

ИМ-7.109984

инъекционный, двухкомпонентный, объем 1 мл / 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл, с иглой / без иглы, соединение Луер / Луер Лок

AnHui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer, Китай



Характеристики

Тип	инъекционный
Исполнение	двухкомпонентный
Объем	1 мл / 2 мл / 3 мл / 5 мл / 10 мл / 20 мл / 30 мл
Игла	с иглой / без иглы

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер / Луер Лок
------------	-----------------

Дополнительные характеристики

Шприц инъекционный Wuzhou Medical № S-2 стерильный / нестерильный 2-компонентный изготовлен из инертных материалов и полностью совместим с лекарственными средствами, вводимыми пациенту.

Цилиндр изделия изготовлен из качественного полипропилена, материал прозрачен и позволяет исключить эмблияцию мелких сосудов и визуальной оценить лекарство вводимое пациенту. Для облегчения работы мед персонала, шкала на цилиндре нанесена чёрной контрастной краской.

Иглы произведены из стали наилучшего качества, имеют тройную заточку и острие обработанное силиконом, иглы созданные с использованием таких технологий минимизируют болевые ощущения от инъекций. Иглы крепятся к конусу посредством использования технологии Луер-лок центральное либо эксцентрическое Луер-слип.

Каждый шприц имеет собственную упаковку, упаковка состоит из полиамидной плёнки что позволяет сохранить шприц до инъекции и быстро вскрыть упаковку в случае необходимости.

В упаковке находится шприц и игла.

Стерилизация проведена при помощи этилен-оксида.

Размеры: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30.