

Шприц туберкулиновый Wuzhou Medical № S-5

ИМ-7.109984

туберкулиновый, объем 1 мл, с иглой / без иглы,
соединение Луер

AnHui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer, Китай



Характеристики

Тип	туберкулиновый
Объем	1 мл
Игла	с иглой / без иглы

Параметры иглы и канюли

Соединение	Луер
------------	------

Дополнительные характеристики

Шприц туберкулиновый Wuzhou Medical № S-5 стерильный / нестерильный туберкулиновый предназначен для одноразовой инъекции туберкулина.

Состоит из цилиндра, поршня и манжета.

Шприц снабжён тонкой короткой иглой, благодаря чему вводить препарат удобно и безболезненно.

В шприце используется **поршень** особой формы, из за чего обеспечивается полное введение лекарства. А **резиновый манжет** на поршне обеспечивает плавный ввод лекарства без рывков. **Колба шприца** прозрачна и герметична, **мерные метки** на колбе нанесены несмываемой контрастной краской. **Игла** имеет 3-х гранную заточку и покрыта силиконом. Игла и цилиндр соединяются благодаря разъёму «Луер». **Упор для пальцев** имеет ребристую структуру, что обеспечивает ещё большее удобство при постановке укола.