medca+alog

Штатив для пробирок типа эппедорф 1.5 мл ШП-20 Бион универсальный

ИМ-7.2650/2009 до 03.09.2025

для пробирок, количество рядов 2, количество гнезд 20, оранжевый, автоклавируемый

Бион Научно-производственный кооператив, Беларусь



Характеристики

Назначение	для пробирок
Количество рядов	2
Количество гнезд	20
Цвет	оранжевый
Автоклавируемый	Да

Дополнительные характеристики

Штатив ШП-20 НПК Бион для пробирок типа Эппендорф ёмкостью 1.5 мл.

Материал: полипропилен (выдерживает стерилизацию кипячением, устойчив к большинству агрессивных сред и органических растворителей).