

Адгезивная система Adhese Universal Refill VivaPen 2 мл

ИМ-7.114180

адгезивная система, однокомпонентный,
самопротравливание / селективное протравливание
эмали / тотальное протравливание,
светоотверждаемый, прямая / непрякая реставрация

Ivoclar Vivadent AG, Лихтенштейн



Характеристики

Тип	адгезивная система
Вид	однокомпонентный
Назначение	самопротравливание / селективное протравливание эмали / тотальное протравливание
Отверждение	светоотверждаемый
Реставрация	прямая / непрякая

Дополнительные характеристики

Adhese Universal - однокомпонентный светоотверждаемый универсальный стоматологический адгезив для эмали и дентина, который с успехом можно использовать для прямых и не прямых реставраций. Adhese Universal подходит для любых методов травления - тотального протравливания, частичного (только эмали), самопротравливания. Снижает постоперационную чувствительность. Удобная упаковка VivaPen позволяет экономно использовать материал (до 190 применений), сохраняя при этом адгезив в свежем виде. Точная посадка не прямых реставраций, благодаря малой толщине образуемой пленки. Возможность хранения при комнатной температуре. Показания к применению Adhese Universal: Прямые композитные и компомерные реставрации. Прямое восстановление культи. Адгезивное цементирование не прямых реставраций светового и двойного отверждения. Восстановление поврежденных композитных и компомерных реставраций.