

УЗИ аппарат SonoScape A6

ИМ-7.102944 до 31.07.2020

портативный, класс средний, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 12", частота 2-13 МГц

SonoScape Medical Corp., Китай



Характеристики

Тип	портативный
Класс	средний
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	12"
Частота	2-13 МГц
Вес	6 кг

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, М, В/М, В/В, 4В; - режим тканевой гармоники; - изменение масштаба изображения в режимах реального времени и стоп-кадра.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

EC2 - микроконвексный трансректальный датчик.

Клиническое применение: Урология, инвазивные процедуры.

6V4 - эндовагинальный датчик. Клиническое применение: урология, акушерство, гинекология, инвазивные процедуры.

L745 - линейный датчик для обследований поверхностных органов. Клиническое применение: ветеринария, молочная железа, поверхностные органы, костно-мышечная система, щитовидная железа, сосуды, педиатрия, инвазивные процедуры.

C351 - конвексный датчик для обследований взрослых. Клиническое применение: инвазивные процедуры, абдоминальные обследования, акушерство, гинекология, урология.

Описание

Аппарат УЗИ SonoScape A6 - это портативный черно-белый ультразвуковой сканер.

Технические характеристики:

- большой ЖК-монитор с диагональю 12"
- разрешение монитора: 800×600;
- 2 активных порта для подключения датчиков;
- встроенная батарея обеспечит бесперебойную работу на срок до трех часов;
- возможность одновременного использования до 4 фокусных зон.