

## Масс-спектрометр Vitek MS

ИМ-7.100070/1810 до 30.10.2023

идентификация микроорганизмов, 182 тестов, пробы 1 мкл

BioMerieux, Франция



### Характеристики

---

Определение	идентификация микроорганизмов
Параметры исследования	идентификация микроорганизмов из чистой культуры
Производительность	182 тестов
Объем пробы	1 мкл

### Реагенты и расходные материалы

---

Реагенты	<ul style="list-style-type: none"><li>- Матрикс;</li><li>- Контрольный штамм E.coli;</li><li>- Грибной реагент;</li><li>- Плесневой реагент;</li><li>- Целевые слайды.</li></ul>
----------	--

### Дополнительные характеристики

---

Ключевые параметры: до 182 тестов одновременно, идентификация в течение 1 минуты, самая низкая стоимость исследования, объем тестируемой клеточной культуры - 1 мкл.

Масс-спектрометр Vitek MS применяется для быстрой идентификации микроорганизмов из чистой культуры в течение 1-2 минут. Вторым непревзойденным преимуществом является стоимость за одно исследование.

Большая база данных микроорганизмов позволяет работать как в клинике, так и в ветеринарии. Дополнительно имеется возможность создавать свою пользовательскую базу данных, что широко применяется в научных исследованиях.