

Система для ИГХ-окраски IntelliPATH Plus

ИМ-7.116739

окраска

Biocare Medical, США



Характеристики

Назначение	окраска
------------	---------

Общее

Размеры	1020×610×690 мм
---------	-----------------

Масса	66 кг
-------	-------

Дополнительные характеристики

IntelliPATH Plus – это автоматизированный прибор для проведения иммуногистохимических (ИГХ) тестов для окрашивания образцов тканей, фиксированных формалином и залитых парафином (FFPE), закрепленных на предметных стеклах.

Вместимость стекол: 50 шт. (5 лотков для стекол, 10 стекол на лоток)

Характеристики стекол

- ширина: 24.2-25.6 мм
- длина: 76.5 мм (максимум)
- толщина: 1.3 мм (максимум)

Вместимость флакона с реагентом: 48 (флаконы 20 мл)

Вместимость холодной точки: 2 (флаконы 6 мл)

Температура холодной точки: 2-8°C

Флаконы для смешивания: 18 (флаконы 6 мл)