

Лазерный аппарат DEKA Synhro REPLA:Y One 1.7

ИМ-7.105069 до 03.04.2022

лазер, александритовый / неодимовый, длина волны 755 нм, частота 0.3 - 10 / 1 - 2 Гц, IPL, длительность импульсов александритовый модуль от 2 до 50 мс (моноимпульс) / от 4 до 80 мкс (раздельный импульс) / неодимовый от 0.6 до 10 мс (высокопиковый режим High Peak) / от 2 до 50 мс (стандартный режим), с охлаждением

DEKA M.E.L.A. S.r.l., Италия

