

Суточный ЭКГ монитор Labtech EC-3H

ИМ-7.104859 до 04.01.2022

ЭКГ одноканальная / двухканальная / трехканальная,
регистрация данных до 72 ч, канал акселерометра,
регистрация импульсов имплантированного
кардиостимулятора, подключение к ПК, размеры
67.5×53×18.5 мм, масса 0.50 кг

Labtech Kft., Венгрия



Характеристики

ЭКГ	одноканальная / двухканальная / трехканальная
Входной импеданс	100 МОм
Время регистрации данных	72 ч
Дисплей	ЖК экран (оттенки серого 160×100 пикс) или LED
Канал акселерометра	Да
Определение кардиостимулятора	Да
Подключение к ПК	Да
Размеры	67.5×53×18.5 мм
Масса	0.50 кг

Описание

Аппарат холтеровского мониторирования ЭКГ EC-3H имеет три биполярных (независимых) ЭКГ канала. Существует возможность регистрировать 1, 2 или 3 канала ЭКГ (при необходимости).

Технические характеристики:

Биполярные каналы ЭКГ: 1, 2, 3.

Интервал измерения АД: +PM, NENB.

Число отведений: 3, 4, 5, 7.

Длительность записи (часы): 8-336 ч.

Батарея может быть заменена вовремя записи: Да.

Динамическая пропускная способность: ±20 мВ

Диапазон погашения постоянного тока: ±800 мВ.

Частотная характеристика: 0.05 Hz ... 150Hz.

Частота пробы: 256 Hz ... 2048 Hz.

Частота записи: 128 Hz ... 1024 Hz.

Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 120dB.

A/D разрешение: 16 bit.

Источник питания: 1×1.2 V AAA NiMH аккумулятор (или 1×1.5 V AAA алкалиновая батарея).

Время работы батареи: 24 часа.

Вместительность карты памяти: 2GB (uSD).

Внутреннее напряжение (макс)3.3 V.

Направление движения-3D: Да.

ЭКГ мониторинг: С помощью Bluetooth на компьютере и при возможности также на ЖК-экране.

Кнопка пациента: Да.

Считывание записи: через USB-кабель.

Международная система защиты от воды: IPX4Да.