

Глюкометр Bionime Rightest GM 100

ИМ-7.106794 до 30.08.2023

глюкометр, концентрация глюкозы 0.6-33.3 ммоль/л,
время измерения 8 сек, гематокрит 30-55 %, ланцет,
память, тест-полоска

Bionime Corporation, Китай



Характеристики

Вид	глюкометр
Концентрация глюкозы	0.6-33.3 ммоль/л
Время измерения	8 сек
Калибровка результатов	по плазме
Гематокрит	30-55 %
Ланцет	Да
Память	Да
Тест-полоска	Да
Размер	95×44×13 мм
Вес	0.043 кг

Дополнительные характеристики

Bionime GM100 является одним из самых точных глюкометров в мире. Его результаты сопоставимы с лабораторными исследованиями, что дает гарантию качественного контроля уровня глюкозы в крови и снижает риск осложнений при диабете.

В системе Bionime GM100 реализованы следующие технологии:

- 1. No Coding (без кода) - отсутствие кода позволяет свести к нулю риск ошибки при вводе кода, т.е. эта технология увеличивает точность измерений. Помимо этого она позволяет в разы сократить время проведения процедуры (всего 8 секунд) и делает использование глюкометра простым и удобным.
- 2. Уникальная конструкция тест-полоски:
 - тест-полоска имеет удобную рифленую ручку, что исключает возможность ее выпадения из рук или риск контакта пальцев с проводником и гарантирует точность измерений;

- проводники тест-полосок Bionime выполнены из металлического сплава с использованием золота - эта особенность позволяет уменьшить сопротивление передачи электрического сигнала во время измерения, а значит, дает более точный результат.

3. Особая конструкция флакона для тест-полосок обеспечивает их сохранность на протяжении всего периода использования, предупреждает негативные температурные воздействия окружающей среды.

4. Прибор способен удерживать в памяти до 150 результатов измерений, что позволяет удобно хранить информацию и проводить ее анализ.

Дополнительно:

- пожизненная гарантия.

- прибор откалиброван по плазме крови.

Габаритные размеры: высота - 9.5 см, ширина - 4.4 см, толщина - 1.3 см.

Вес глюкометра: 43 г.

Комплект:

- 10 (или 50) тест-полосок / глюкометр / ланцетное устройство / инструкция на русском языке / гарантийный талон.