

Лазерный аппарат CYNOSURE REVLITE SI

ИМ-7.113352

лазер, неодимовый, длина волны 532 / 585 / 650 / 1064 нм, частота 0 - 10 Гц, длительность импульсов от 5 до 20 нс

CYNOSURE, INC., США



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	неодимовый
Применение	эпиляция / удаление татуировок / улучшение тонуса и текстуры кожи / терапия акне / удаление пигментных пятен
Длина волны	532 / 585 / 650 / 1064 нм
Частота	0 - 10 Гц
Плотность энергии	до 12 Дж/см ²
Длительность импульсов	от 5 до 20 нс
Насадки	Да

Описание

Мультиволновая лазерная станция Cynosure RevLite с революционной технологией PhotoAcoustic Technology Pulse™ (РТР), идеально подходит для решения широкого спектра задач.

Назначение:

- удаление татуировок;
- удаление пигментных образований;
- омоложение кожи;
- удаление морщин, шрамов, постакне;
- терапия сосудистых образований;
- удаление тонких пушковых волос.