

## Система мониторинга глюкозы Sinocare CGM iCan i3

ИМ-7.116944

система мониторинга глюкозы

Changsha Sinocare Inc., Китай



### Характеристики

---

Тип система мониторинга глюкозы

### Описание

---

**CGM iCan i3** – система непрерывного мониторинга глюкозы, которая сообщает уровень глюкозы в реальном времени и позволяет постоянно просматривать значения измеренного датчиком уровня глюкозы на вашем мобильном устройстве.

#### Принцип измерения

Система отслеживает ваш уровень глюкозы каждые 3 минуты, измеряя количество глюкозы во внутритканевой жидкости. Датчик, установленный под кожу, передает результаты измерения уровня глюкозы на передатчик, а передатчик – на мобильное приложение iCan Health. Приложение отображает уровень глюкозы и его долгосрочные тенденции, а так же выдает оповещения, если уровень глюкозы находится или прогнозируется в небезопасной зоне.

#### Состав системы iCan i3:

1. Комплект датчика
2. Комплект передатчика Bluetooth
3. Мобильное приложение

**Диапазон измерения:** 36-450 мг/дл (2-25 ммоль/л)

**Тип датчика:** амперометрический электрохимический

**Срок службы датчика:** до 15 дней (7160 измерений)

**Мобильная платформа:** Android 8.1 и выше, iOS 14.1 и выше