

Амплификатор QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System

ИМ-7.104328 до 02.08.2021

амплификатор, 96-луночный / 384-луночный,
нагревание 3°C/сек, охлаждение 3°C/сек, с
автоматизацией

Life Technologies Holdings Pte. Ltd., Сингапур



Характеристики

Тип	амплификатор
Назначение	анализ белковых комплексов на основе тепловой денатурации / анализ микроРНК / генотипирование / детекция патогенов / ПЦР анализ / копийность генов / экспрессия генов
Формат термоблока	96-луночный / 384-луночный
Скорость нагревания	3°C/сек
Скорость охлаждения	3°C/сек
Автоматизация	Да
Дисплей	Да