

Амплификатор QuantStudio 6 Flex Real-Time PCR System

ИМ-7.104328 до 02.08.2021

амплификатор, формат термоблока 96-лунок / 96-лунок Fast / 384-лунки

Life Technologies Holdings Pte. Ltd., Сингапур



Характеристики

Тип	амплификатор
Назначение	анализ белковых комплексов на основе тепловой денатурации / анализ микроРНК / генотипирование / детекция патогенов / копияность генов / экспрессия генов
Формат термоблока	96-лунок / 96-лунок Fast / 384-лунки