

## УЗИ аппарат Healcerion SONON 300C

ИМ-7.105386 до 05.07.2022

переносной (карманный), класс средний, для экстренной диагностики, частота -3.5 МГц

Healcerion Co., Ltd., Южная Корея



### Характеристики

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Тип          | переносной (карманный)     |
| Класс        | средний                    |
| Вид          | для экстренной диагностики |
| Частота      | -3.5 МГц                   |
| Сканирование | линейное                   |
| Размеры      | 78×219×38 мм               |
| Вес          | 0.39 кг                    |

### Режимы сканирования

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Режимы сканирования | В режим |
|---------------------|---------|

### Описание

**Healcerion SONON 300C – беспроводной УЗИ-сканер**, работающий в связке с планшетом или смартфоном.

- поддержка мобильных устройств;
- iOS: версия 8.0 или выше;
- Android: версия 5.0 или выше;
- батарея перезаряжаемая литий-ионная: - время работы до трех часов; в режиме ожидания до двенадцати часов, время зарядки 3 часа;
- кинопетля: 150 кадров;
- настройки: регулировка яркости, контрастности, компенсации усиления по глубине;
- фильтры: среднее значение кадра, уровень шумов, градации серого.