

Электрокардиограф Labtech EC-12R Cardiospy

ИМ-7.104859 до 04.01.2022

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой /
измерение АД, определение кардиостимулятора /
фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК, вес 0.14 кг

Labtech Kft., Венгрия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / измерение АД
Функции	определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК
Размер	125×68×32 мм
Вес	0.14 кг

Дополнительные характеристики

Электрокардиограф Labtech EC-12R Cardiospy - небольшой и легкий продукт, может работать в режимах 3/6/12 каналов при подключении к ПК. Он обеспечивает быструю и качественную запись ЭКГ с помощью эффективных базовых, шумовых и мышечных фильтров. Устройство подает сигнал тревоги в случае ослабления электродов или шума.

Особенности электрокардиографа EC-12R Cardiospy:

- маленький размер, компактная конструкция;
- одновременная запись 3 / 6 / 12 каналов;
- пользовательские параметры просмотра на мониторе ПК;
- встроенная экспертная система для точной диагностики;
- аварийный сигнал для обнаружения выпадения электрода;
- хранение цифровых данных;
- экономичная печать и обслуживание;
- простое управление базой данных пациентов;
- подключение к ПК: Bluetooth;
- высококачественная запись, печать, сохранение и передача ЭКГ;
- совместимость с больничными информационными системами;
- длительная запись (до нескольких часов);
- метод измерения АД: USB-кабель;

- источник питания: 2 x 1.2 В перезаряжаемые батареи или 2 x 1.5 В АА алкалиновые батареи (может быть заменены в процессе записи).