

## Электрокардиограф Labtech EC-12R/S Cardiospy

ИМ-7.104859 до 04.01.2022

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК, вес 0.11 кг

Labtech Kft., Венгрия



### Характеристики

---

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Количество каналов     | 12-канальный                                       |
| Тип электрокардиографа | стационарный                                       |
| Методы диагностики     | ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой                      |
| Функции                | определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала |
| Встроенные возможности | подключение к ПК                                   |
| Размер                 | 125×68×32 мм                                       |
| Вес                    | 0.11 кг                                            |

### Дополнительные характеристики

---

**Электрокардиограф Labtech EC-12R/S Cardiospy** можно использовать для проведения стресс-тестов без контроля артериального давления. В этом случае измерение АД производится с помощью обычного измерителя АД, а результаты вручную вводятся в программное обеспечение.

#### Особенности EC-12R/S Cardiospy:

- каналы ЭКГ: 12 одновременных;
- подключение к ПК: беспроводной Bluetooth;
- встроенная экспертная система для точной диагностики;
- небольшой размер, компактная конструкция;
- мониторинг пациента с непрерывной записью, продолжительностью несколько часов;
- база данных эргометров и беговых дорожек: 17 встроенных протоколов эргометров и 18 беговых дорожек, Master-Step и тест ходьбы, все протоколы протестированы;
- фильтрация ЭКГ для улучшения качества сигнала: сглаживающий фильтр удаляет компоненты мышечного и сетевого шума из сигналов, не искажая комплексы QRS;
- уменьшение количества ошибочных показаний за счет синхронизации измерений АД;
- экстренная остановка, когда пациент чувствует дискомфорт или головокружение во время непрерывного наблюдения;
- аварийный сигнал для обнаружения выпадения электрода;
- диагностическая система измерения упражнений на базе беговой дорожки, эргометра или Master Step;

- интегрированное программное обеспечение для ЭКГ в состоянии покоя и стресс-теста с управлением базой данных;
- источник питания: 2 × 1.2 В перезаряжаемые батареи или 2 × 1.5 В АА алкалиновые батареи (могут быть заменены в процессе записи).

**Возможности программы Cardiospy Rest and Stress Test:**

- простое, удобное программное обеспечение с множеством функций;
- точная классификация QRS;
- встроенная экспертная система;
- краткая и продолжительная запись ЭКГ в состоянии покоя;
- измерение АД методом аускультации;
- цветовая кодировка графиков уровня ST, наклона и петли ST;
- SAECG;
- MET - расчет VO<sub>2</sub>;
- графики ЧСС, АД, нагрузки, MET;
- различные отчеты для печати;
- настраиваемые критерии сигнализации и остановки;
- база данных эргометров и беговых дорожек;
- сравнение измерений;
- DICOM, GDT, MFER;
- локальная и сетевая работа;
- функции экспорта и импорта.