

Сканер SIAscope V с подставкой

ИМ-7.104099 до 12.05.2021

видеодерматоскоп, область сканирования 11 мм,
время сканирования 3 с, 25 микрон, 440-960 нм,
дерматоскопия по гелю/маслу, подключение к ПК

MedX Health Corp., Канада



Характеристики

Тип	видеодерматоскоп
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">- сканер SIAscope V с подставкой;- основание;- установочный диск;- диск калибровки данных СИАскопа;- диск с клиническим обучением;- USB лицензионный ключ;- USB кабель;- контактная жидкость для сканирования;- салфетка для чистки линз.

Сканирование

Область сканирования	11 мм
Время сканирования	3 с
Разрешение	25 микрон
Длина волны	440-960 нм

Функции

Иммерсия (дерматоскопия по гелю/маслу)	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Цифровой видеодерматоскоп SIAscope V является примером современных технологий. Это прогрессивное оборудование, которому место в каждом дерматологическом кабинете. Благодаря качеству изображения можно избежать соскобов, проб и проколов, которые нарушают целостность покрова и могут усугубить

проблему. Такая технология позволяет быстро и безболезненно осуществить анализ. Система диагностики с применением SIAcore V позволяет достичь 96% точности диагностики новообразований.