

УЗИ аппарат Samsung Medison SonoAce R3

ИМ-7.106623 до 13.06.2023

портативный, класс средний, универсальный, портов для датчиков 2 шт., монитор 15", частота 2-12 МГц, ОС SonoView

Samsung Ltd., Южная Корея



Характеристики

Тип	портативный
Класс	средний
Вид	универсальный
Количество портов для датчиков	2 шт.
Монитор	15"
Частота	2-12 МГц
Операционная система	SonoView

Режимы сканирования

Режимы сканирования	- В, 2В, М, В+М, 4В; - CFM - цветное доплеровское картирование; - PD - энергетический доплер; - PW - импульсный доплер; - HPRF - высокочастотный импульсный доплер. - дуплексный и триплексный режим; - трапециевидный режим сканирования для линейных датчиков; - тканевая гармоника (регистрация 2-й гармоники эхосигнала, в том числе с помощью инверсивной технологии); - увеличение в реальном масштабе времени; - автоматический анализ доплеровских кривых; - дуплексный и триплексный режим.
---------------------	--

УЗИ-датчики

УЗИ-датчики

- Конвексный датчик 2-4 МГц (микроконвексный). Кардиология, абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: нет.
- Конвексный датчик 2-8 МГц. Акушерские исследования (плод, сердце плода), гинекология (матка, яичники), абдоминальные исследования (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, глубокие сосуды), почки. Биопсийный набор: есть.
- Конвексный датчик 4-9 МГц (неонатальный). Неонатология и педиатрия: абдоминальные исследования, почки, сердце, глубокие сосуды, мозг. Биопсийный набор: нет.
- Конвексный датчик 4-9 МГц (ректо-вагинальный). Акушерские исследования (ранние сроки), гинекология (матка, яичники), урология (предстательная железа), исследования прямой кишки. Биопсийный набор: есть.
- Линейный датчик 5-12/40 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.
- Линейный датчик 5-12/60 МГц. Поверхностные структуры (щитовидная железа, молочная железа, лимфоузлы), мускулоскелетные исследования (суставы, мышцы, подкожные структуры), периферические сосуды. Биопсийный набор: есть.

Описание

SonoAce R3 –портативный УЗИ аппарат от компании Samsung Medison с высочайшим качеством изображения, инновационными технологиями и диагностическими возможностями, необходимыми для использования в любой сфере медицины. Кардиопакет (опция).