

## Слюноотсос Trevita с фиксированным наконечником

ИМ-7.116789

диаметр 6.5 мм, длина 147 мм, в упаковке 100 шт.

Легпромразвитие ЗАО, Беларусь



### Характеристики

---

Внешний диаметр	6.5 мм
Длина	147 мм
Количество в упаковке	100 шт.

### Дополнительные характеристики

---

**Слюноотсосы Trevita с фиксированным наконечником** предназначены для всасывания (аспирации) жидкости (слюны), аэрозолей и находящихся в жидкости во взвешенном состоянии твердых частиц из ротовой полости пациента при проведении стоматологических процедур.

**Наружный диаметр:** 6.5 мм

**Длина:** 147 мм

**Колпачок:** фиксированный

#### Свойства:

- Предназначены для одноразового использования.
- Используются для удаления слюны из ротовой полости пациента.
- Изготовлены из медицинского пластика.
- Стенки слюноотсосов усилены медной проволокой, которая не подвержена окислению.
- Благодаря форме колпачка слизистая остается без повреждений.
- Тонкостенный, но при этом прочный пластик обеспечивает оптимальную гибкость корпуса.