

Слюноотсос Trevita со съемным наконечником

ИМ-7.116789

диаметр 6.5 мм, длина 147 мм, в упаковке 100 шт.

Легпромразвитие ЗАО, Беларусь



Характеристики

| | |
|-----------------------|---------|
| Внешний диаметр | 6.5 мм |
| Длина | 147 мм |
| Количество в упаковке | 100 шт. |

Дополнительные характеристики

Слюноотсосы Trevita со съемным наконечником предназначены для всасывания (аспирации) жидкости (слюны), аэрозолей и находящихся в жидкости во взвешенном состоянии твердых частиц из ротовой полости пациента при проведении стоматологических процедур.

Наружный диаметр: 6.5 мм

Длина: 147 мм

Колпачок: съемный

Свойства:

- Предназначены для аспирации слюны из полости рта пациента.
- Изготовлены из нетоксичного пластика.
- Стенка слюноотсоса армирована медной проволокой, которая не окисляется в полости рта.
- Эргономичная форма колпачка не травмирует слизистую.