

Солевой бульон с маннитом Mannitol Salt Broth (M383)

ИМ-7.106403/2411

бульон, солевой, для выделения клинически значимых культур стафилококков, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	бульон
Вид	солевой
Назначение	для выделения клинически значимых культур стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Эти среды используют в качестве селективных для выделения клинически значимых культур стафилококков.