

Спринцовка пластизольная Альпина Пласт Тип Б

ИМ-7.106276/2111

тип Б, твёрдый наконечник, размер 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Альпина Пласт ООО , Россия



Характеристики

Тип	Б
Наконечник	твёрдый
Размер	3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13

Дополнительные характеристики

Спринцовка пластизольная поливинилхлоридная с твердым полипропиленовым наконечником. Спринцовки предназначены для отсасывания жидкостей из полостей организма в послеоперационный период и для промывания полостей организма в лечебно-профилактических целях.

- индивидуальная упаковка
- отсутствие в продукции аллергических и вредных составляющих
- PH-нейтральны
- изготовлены в соответствии с европейским регламентом использования химических веществ REACH
- однородная поверхность баллонов без трещин, ровная и гладкая
- однородная поверхность баллонов без трещин, ровная и гладкая
- наконечники атравматичные, без заусенцев и шероховатостей
- подходит для использования в домашних условиях и без возрастного и полового ограничения.

Условия хранения: Хранить при температуре от +5°C до +40°C, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Производимые размеры: Б №3 (40 мл) / Б №5 (95 мл) / Б №7 (150 мл) / Б №9 (230 мл) / Б №11 (347 мл) / Б №13 (483 мл).