

Внутриматочная спираль Юнона Био-T Super

ИМ-7.3921/2007 до 13.07.2025

T-образная, медная, контрацепция 5 лет

Симург ЗАО, Беларусь



Характеристики

Форма	T-образная
Тип	медная
Длительность контрацепции	5 лет

Дополнительные характеристики

Внутриматочная спираль Юнона Био-T Super (кат. № 006)

Биоактивный компонент: на вертикальном стержне якоря намотана **медная проволока** с номинальной площадью активной поверхности **380 мм²** (степень чистоты меди – не менее 99.98%).

Якорь: T-образный пластиковый. Обработан антимикробным составом, содержащим прополис для снижения риска ВЗОТ в первые 20 суток с момента введения.

Длительность контрацепции: не более 5 лет.

Характеристики:

- Монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива.
- Рентген и УЗИ контрастность обеспечивается наличием медной проволоки на стержне.
- Методика введения ВМС – метод «изъятия». Диаметр градуированной трубки-проводника 3.9 мм.
- Стерилизация газовая. Контрацептив поставляется стерильным в конечной упаковке, которая вместе с инструкцией по применению помещена во вторичную упаковку.

Инструкция для врача

Памятка женщинам