

Стафилококковый агар N110 с азидом Staphylococcus Agar No.110 with Azide (M156)

ИМ-7.106403/2411

агар, стафилококковый, для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков, флакон, 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Вид	стафилококковый
Назначение	для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков
Упаковка	флакон
Фасовка	500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Этот агар используют в качестве селективной среды для выделения и тестирования клинически значимых стафилококков.