

Станция для расправления и сушки срезов YD-AB2

ИМ-7.117564

баня + столик

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Тип	баня + столик
-----	---------------

Описание

Комбинированная гистологическая станция YD-AB2 – автоматизированное многофункциональное устройство, разработанное специально для подготовки гистологических препаратов. Данная модель объединяет в себе возможности водяной бани для расправления срезов и нагревательной поверхности для их последующей сушки.

Функциональные особенности:

- **Интеллектуальный контроль:** устройство управляется современной микропроцессорной системой, которая обеспечивает высокую стабильность температурного режима и защиту от электромагнитных помех.
- **Визуализация процесса:** на одном ЖК-дисплее одновременно отображаются два значения температуры – установленное и фактическое, что позволяет оператору оперативно контролировать ход работы.
- **Система светодиодной подсветки:** встроенная LED-система постоянного тока и прозрачная нагревательная емкость обеспечивают оптимальную видимость образцов тканей в процессе их отбора.
- **Функция памяти:** прибор автоматически сохраняет последние настройки температуры. После выключения питания или сбоев в сети оператору не требуется повторная настройка – прибор возобновит работу по ранее заданным параметрам.
- **Надежные материалы:** корпус из алюминия с антикоррозийным покрытием и рабочая поверхность с черным тефлоновым слоем обеспечивают долговечность прибора и его устойчивость к износу и химическим воздействиям.
- **Высокая точность:** использование инфракрасного датчика позволяет контролировать температуру с точностью до 1 °С.

Технические параметры YD-AB2

Тип нагрева	Комбинированный (водяной и сухой)
Диапазон настройки температуры	0-99 °C
Точность поддержания температуры	±1 °C
Управление	Микрокомпьютерное, кнопочное
Дисплей	Цифровой ЖК-экран
Система подсветки	Светодиодная (LED)
Потребляемая мощность	300 Вт
Габаритные размеры (д×ш×в)	530×380×100 мм
Срок эксплуатации	5 лет

Комплект поставки:

- Нагреватель гистологический YD-AB2 – 1 шт.
- Сетевой провод – 1 шт.
- Запасные предохранители – 2 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.