

Станция инфузионная АШС-200М

ИМ-7.113842

станция, шприцевой / волюметрический, насосов в станции 3 / 5 / 7 / 12 шт.

ГеоМедСервис ООО, Беларусь



Характеристики

Вид	станция
Тип насоса	шприцевой / волюметрический
Насосов в станции	3 / 5 / 7 / 12 шт.

Описание

Станция инфузионная АШС-200М предназначена для дозированного, контролируемого введения растворов и лекарственных препаратов с заданной скоростью при использовании капельниц (инфузионных магистралей) или одноразовых шприцев. Станции применяются в реанимациях, операционных отделениях, отделениях интенсивной терапии, службах скорой (неотложной) медицинской помощи, и других отделениях учреждений здравоохранения.

- ☐ Станция АШС-200М состоит из насосов шприцевых АШ-200А и / или насосов инфузионных Асут-600 (в количестве **до двенадцати единиц**, включая контроллер) и одной стойки М200 (опционально стойка может иметь контроллер с экраном ЖКИ диагональю 7" для отображения информации).
- ☐ Станция используется для мониторинга, контроля и управления внутривенной инфузией нескольких инфузионных устройств.
- ☐ Инфузионная рабочая станция может поддерживать каскадную инфузию.
- ☐ Режим инфузии включает все режимы инфузионного насоса, и различные инфузионные режимы могут быть установлены для разных инфузионных насосов в соответствии с выбором инфузии медицинского персонала.

Функциональные особенности:

- Максимальное количество соединенных насосов: 12 единиц (включая контроллер).
- USB соединение: доступно горячее подключение (автоматическое назначение адреса).
- Время соединения: менее 3 с (вставьте любой насос для подключения).
- Время отсоединения: менее 15 с (время отключения определяется насосом).
- Просмотр обратного отсчета текущей инфузии на контроллере (опционально).
- Управление контроллером: отображение информации о тревоге и рабочем состоянии насосов, поддержка настроек параметров инфузионных режимов и системы (опционально).
- Ночной режим: ночной режим можно включать и выключать в настройках системы (опционально).
- Беспроводная связь: Wi-Fi (встроенный модуль Wi-Fi, опционально).

Режимы инфузии: режим скорости; режим веса; режим времени; прерывистый режим; режим TIVA (полной внутривенной анестезии); капельный режим.

Питание: от сети переменного тока 100-240 В 50/60 Гц (кабель питания в комплекте).

Батарея: литий-полимерная батарея 7.2 В 3000 мАч - время работы более 3 часов.

Вес: 5 кг.