

Станция инфузионная B.Braun Station Compact plus

ИМ-7.108007 до 29.11.2024

станция, насосов в станции 3 шт.

B.Braun Melsungen AG, Германия



Характеристики

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Вид               | станция        |
| Насосов в станции | 3 шт.          |
| Размеры           | 305×375×202 мм |
| Масса             | 3.3 кг         |

Описание

Док-станция Компакт Плюс для 3 инфузионных насосов.

Станция Compact plus описание:

- конфигурация: соединение без инструментов до 6 станций компактплюс (максимум 18 инфузионных насосов) на одной или двух стойках;
- тип интерфейса:
  - инфракрасный,
  - вызов персонала;
- принадлежности: фиксатор для настенных рельсов и вертикальных стоек;
- зажим: для вертикального крепления со встроенной защитой от перекручивания;
- артикул (REF) 8717141.

Описание крышки Компакт Плюс:

- тип: крышка для станции Компакт Плюс;
- габариты: 128×44×124 мм (Ш×В×Г);
- вес: 0.25 кг;
- влагозащита: IP34 (защита от брызг с любого направления);
- артикул (REF) 8717145.

Описание Data module Compact plus:

- тип: модуль данных для станции Компакт Плюс;
- габариты: 243×92×235 мм (Ш×В×Г);
- вес: 1.1 кг;
- влагозащита: IP34 (защита от брызг с любого направления);

- тип интерфейса: обмен данными опционально может быть интегрирован в станцию Компакт Плюс, что обеспечивает передачу данных для 18 инфузионных насосов;
- интерфейсы: Ethernet, 2×USB, WiFi, HDMI, Mini DIN 9;
- артикул: (REF) 8717160.