


Станция окрашивания тканей YD-700W

окраска

Jinhua Yidi Medical Appliance, Китай



Характеристики

Назначение окраска

Дополнительные характеристики

Станция окрашивания тканей YD-700W

Особенности:

- Интуитивно понятный дисплей со значками, отображающими все рабочие параметры.
- Автоматический ввод воды, дренаж.
- Автоматический слив воды с защитой от перелива.

Характеристики

Количество цилиндров	18 (один – для очистки, один – для сушки)
Емкость	1000 мл
Количество слайдов в корзине	47 слайдов (возможно объединять две корзины)
Режим работы	Непрерывный запуск нескольких корзин
Установленное время	1 секунда – 99 минут 59 секунд
Установленная температура	0-99°C
Сохраняемые программы	6 шт.
Тряска корзины	0-10 раз
Габариты	1400×500×550 мм

Комплект поставки:

- станция окрашивания тканей
- корзина
- шнур питания
- предохранители – 2 шт.

- руководство по эксплуатации