

Стекло покровное DiaTrust AutoGLAS

ИМ-7.113561

покровное, размер (18-24)×(18-60) мм, толщина 0.13-0.22 мм

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	покровное
Размер	(18-24)×(18-60) мм
Толщина	0.13-0.22 мм

Описание

DiaTrust AutoGLAS – покровные стекла для автоматизированных и ручных систем.

- Изготовлены из высококачественного боросиликатного стекла, которое гарантирует превосходные оптические свойства, стабильную молекулярную структуру, идеальную плоскостность и точные размеры.
- Высокая гибкость позволяет использовать их в современных автоматизированных системах накрытия образцов.
- Подходят для долгосрочного хранения препаратов.

Размер	Толщина
18×18	№ 1.0 - 0.13-0.16 мм № 1.5 - 0.16-0.19 мм № 2.0 - 0.19-0.22 мм
20×20	
22×22	
24×24	
22×32	
24×32	
22×40	
24×40	
22×50	
24×50	
24×55	
22×60	
24×60	

В упаковке: 100 шт. / 200 шт.