


Стекло покровное DiaTrust CirGlas

ИМ-7.113561

покровное, размер □8-25 мм, толщина 0.13-0.22 мм

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	покровное
Размер	□8-25 мм
Толщина	0.13-0.22 мм

Описание

DiaTrust CirGlas – круглые покровные стекла для рутинных исследований. Изготовлены из чистого белого листового стекла

Размер	Толщина
□8 мм	№ 1.0 - 0.13-0.16 мм № 1.5 - 0.16-0.19 мм № 2.0 - 0.19-0.22 мм
□10 мм	
□11 мм	
□12 мм	
□13 мм	
□14 мм	
□15 мм	
□16 мм	
□18 мм	
□20 мм	
□22 мм	
□24 мм	
□25 мм	

В упаковке: 100 шт. / 1000 шт. / 50000 шт.