


Стекло покровное DiaTrust HemaGlas

ИМ-7.113561

покровное, размер (20-24)×(22-26) мм, края
шлифованные / без обработки

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	покровное
Размер	(20-24)×(22-26) мм
Края	шлифованные / без обработки

Описание

DiaTrust HemaGlas – покровные стекла, разработанные для использования со счетными камерами (гемоцитометрами). Они изготовлены из чистого белого листового стекла, что гарантирует превосходные оптические свойства, идеальную плоскостность и однородные размеры, критически важные для точного подсчета клеток крови.

Размер	Края	Угол
20×26	полированные	90°
22×22		
24×24		
20×26		45°
22×22		
24×24		
20×26	необработанные	90°
22×22		
24×24		
20×26		45°
22×22		
24×24		

В упаковке: 10 шт. / 100 шт. / 10000 шт.