

Стекло покровное DiaTrust NorGlas

ИМ-7.113561

покровное, размер (18-24)×(18-60) мм, толщина 0.13-0.22 мм

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	покровное
Размер	(18-24)×(18-60) мм
Толщина	0.13-0.22 мм

Описание

DiaTrust NorGlas – покровные стекла для ручных лабораторных исследований (гистология, цитология, анализ мочи). Изготовлены из чистого белого листового стекла, которое обладает превосходными оптическими свойствами, стабильной молекулярной структурой, идеальной плоскостностью и точными размерами. Они обеспечивают высокое качество изображения и надёжную защиту образцов.

Размер	Толщина
18×18	№ 1.0 - 0.13-0.16 мм № 1.5 - 0.16-0.19 мм № 2.0 - 0.19-0.22 мм
20×20	
22×22	
24×24	
22×32	
24×32	
22×40	
24×40	
22×50	
24×50	
24×55	
22×60	
24×60	

В упаковке: 100 шт. / 200 шт.