

Стекло предметное DiaTrust AdStar

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием
Полоса для записей	Да

Описание

DiaTrust AdStar – предметные стекла для ИГХ-окрашивания. Обработаны с помощью нескольких технологий обработки поверхности, отличаются выдающейся адгезионной способностью и более гидрофильной поверхностью.

Особенности

- **Исключительная адгезия:** надёжно удерживают образцы тканей во время сложных процессов автоматизированного окрашивания.
- **Гидрофильная поверхность:** способствует равномерному распределению реагентов, что гарантирует высокое качество и однородность окрашивания.
- **Оптимизированы для автоматизации:** специально разработаны и протестированы для стабильной работы с автоматическими иммуногистохимическими стейнерами.

Размеры: 75×25 мм

Цвет: синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, бежевый, белый, желтый



Рекомендуются для:

- **Ручное ИГХ-окрашивание**
- **Автоматизированное ИГХ-окрашивание:** совместимы с системами автоматического окрашивания Leica, Dako и Roche Ventana.

Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.

Края:

- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°