

Стекло предметное DiaTrust ColorCode

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные / без обработки, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные / без обработки
Покрытие	без покрытия
Полоса для записей	Да

Описание

Стекло предметное DiaTrust ColorCode – стекло с цветной матовой зоной, совместимо с термотрансферными принтерами.

Размеры: 75×25 мм

Цвет: синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, бежевый, белый, желтый



Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.

Края:

- необработанные, угол 90°
- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°