

Стекло предметное DiaTrust PLUS

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием
Полоса для записей	Да

Описание

DiaTrust PLUS – предметные стекла для микроскопии с усиленной адгезией. Имеют постоянный сильный положительный заряд, который обеспечивает надежное прикрепление срезов тканей и клеток к стеклу. Их более гидрофобная поверхность демонстрирует превосходные характеристики в кислотных и щелочных растворах для демаскировки антигенов. Это позволяет сохранить образцы на стекле даже при воздействии агрессивных реагентов.

Размеры: 75×25 мм

Цвет: синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, бежевый, белый, желтый



Рекомендуются для:

- **Окрашивания Н&Е:** особенно для проблемных срезов тканей, склонных к откреплению (например, срезов головного и спинного мозга).
- **Ручного и автоматизированного ИГХ-окрашивания:** подходит для большинства автоматизированных систем, кроме Roche Ventana Benchmark.

Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.

Края:

- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°