

Стекло предметное DiaTrust Poly-Ly-Sine

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием
Полоса для записей	Да

Описание

DiaTrust Poly-Ly-Sine – адгезивные предметные стекла для микроскопии. Изготовлены с использованием усовершенствованной технологии нанесения покрытий, что обеспечивает их высокую адгезивную способность. Более гидрофильная поверхность эффективно предотвращает расслоение клеток и гарантирует равномерное окрашивание срезов тканей.

Размеры: 75×25 мм

Цвет: синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, розовый, бежевый, белый, желтый



Рекомендуются для использования в следующих областях:

- **Мазок Папаниколау:** цитологическая диагностика.
- **Ручное ИГХ-окрашивание:** иммуногистохимическое окрашивание.
- **Исследование замороженных срезов:** патоморфологический анализ.
- **Гибридизация in situ:** молекулярно-цитогенетические исследования.

Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.

Края:

- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°