


## Стекло предметное DiaTrust SediMAT

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края  
шлифованные, полоса для записей, с лунками

DiaTrust Medical, Китай



### Характеристики

---

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Тип                | предметное                 |
| Размер             | 75×25 мм                   |
| Толщина            | 1 мм                       |
| Края               | шлифованные                |
| Покрытие           | с покрытием / без покрытия |
| Полоса для записей | Да                         |
| С лунками          | Да                         |

### Описание

---

**DiaTrust SediMAT** – предметные стекла для цитологических систем с механизмом седиментации.

Предметные стекла SediMAT разработаны для систем приготовления цитологических препаратов, использующих механизм седиментации (осаждения). Такие системы, как, например, BD Surepath, осаждают клетки на определенную область стекла, обеспечивая тонкий и равномерный монослой. Эти стекла оптимизированы для надежного прикрепления клеточного материала во время автоматизированного процесса подготовки.

**Размеры:** 75×25 мм

**Края:** шлифованные, угол 45°

**Покрытие:** с покрытием / без покрытия

#### Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.