

Стекло предметное DiaTrust SinFrost

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные / без обработки, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные / без обработки
Покрытие	без покрытия
Полоса для записей	Да

Описание

Стекло предметное DiaTrust SinFrost – стекло с матовой зоной для маркировки, устойчивое к химическим веществам.

Размеры: 75×25 мм

Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.
3. TrustIN – изготовлены из стандартного стекла, подходящего для рутинных лабораторных исследований.

Края:

- необработанные, угол 90°
- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°