


Стекло предметное DiaTrust SpinMAT

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края
шлифованные, полоса для записей, с лунками

DiaTrust Medical, Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием / без покрытия
Полоса для записей	Да
С лунками	Да

Описание

DiaTrust SpinMAT – предметные стекла, предназначенные для жидкостной цитологии и оптимизированы для центрифужных систем.

Размеры: 75×25 мм

Края: шлифованные, угол 45°

Покрытие: с покрытием / без покрытия

Рабочая область:

- с одним окошком
- с двумя окошками
- с двумя смещенными окошками
- с прямоугольным окошком

Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.