

## Стекло предметное DiaTrust TwinFrost

ИМ-7.113561

предметное, размер 75×25 мм, толщина 1 мм, края шлифованные / без обработки, полоса для записей

DiaTrust Medical, Китай



### Характеристики

---

Тип	предметное
Размер	75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные / без обработки
Покрытие	без покрытия
Полоса для записей	Да

### Описание

---

**Стекло предметное DiaTrust TwinFrost** – стекло с двусторонней матовой зоной для маркировки.

**Размеры:** 75×25 мм

#### Серии:

1. Super White – изготовлены из сверхчистого стекла, обеспечивающего наилучшую прозрачность.
2. Premium – изготовлены из стекла первого класса, обеспечивающего высокую прозрачность и четкость.
3. TrustIN – изготовлены из стандартного стекла, подходящего для рутинных лабораторных исследований.

#### Края:

- необработанные, угол 90°
- шлифованные, угол 90°
- шлифованные, угол 45°
- шлифованные с фаской, угол 45°