

Стекло предметное Optech Medical для цитологии

ИМ-7.111531 до 16.03.2027

предметное, размер 76×26 мм / 75×25 мм, толщина 1 мм, края шлифованные, полоса для записей

Weihai Optech Medical Instruments Co., Китай



Характеристики

Тип	предметное
Размер	76×26 мм / 75×25 мм
Толщина	1 мм
Края	шлифованные
Покрытие	с покрытием
Полоса для записей	Да

Дополнительные характеристики

Стекла предметные Optech Medical с гидрофильной поверхностью для цитологических исследований.

Кат. №	Цвет	Материал / края	Размер	Толщина
ОРА40-1	Белый	Силикатное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА40-2	Оранжевый			
ОРА40-3	Зеленый			
ОРА40-4	Розовый			
ОРА40-5	Голубой			
ОРА40-6	Желтый			
ОРА40А-1	Белый	Сверхпрозрачное стекло Шлифованные края	76×26 мм 75×25 мм	1 мм 1.1 мм
ОРА40А-2	Оранжевый			
ОРА40А-3	Зеленый			
ОРА40А-4	Розовый			
ОРА40А-5	Голубой			
ОРА40А-6	Желтый			

В упаковке: 50 шт. / 72 шт.