

## Стельки ортопедические плосковальгусные М1 кожаные

ИМ-7.102983/2009 до 03.09.2025

стелька, назначение коррекция плоско-вальгусных стоп / профилактика и лечение плоскостопия, материал кожа / резина, размеры 13-29 см

Аюрведа Бел ЧТПУП, Беларусь



### Характеристики

---

Тип	стелька
Детские	Да
Назначение	коррекция плоско-вальгусных стоп / профилактика и лечение плоскостопия
Материал	кожа / резина
Размеры	13-29 см

### Дополнительные характеристики

---

Ортопедические плосковальгусные стельки-супинаторы М1 (профилактические, мягкие) применяются для профилактики диагноза «плосквальгусная установка стоп». Твердость пористой резины 10-15 ед. по Шору. Супинатор не высокий, легко приминается, создавая мягкую, комфортную подушечку. Стельки легко становятся в любую закрытую обувь, совсем незначительно увеличивая полноту.