

Стерилизатор паровой Myster Mini для стоматологических наконечников

ИМ-7.117451

паровой, объем камеры 2.3 л, настольный, загрузка вертикальная, программы 4 шт., сушка

Denova, Южная Корея



Характеристики

| | |
|---------------------|--------------|
| Тип | паровой |
| Объем камеры | 2.3 л |
| Размещение | настольный |
| Тип загрузки | вертикальная |
| Количество программ | 4 |
| Сушка | Да |

Описание

Myster Mini – компактный автоматизированный паровой стерилизатор класса S, специально разработанный для стоматологических наконечников. Аппарат обеспечивает полный цикл подготовки наконечников, объединяя в себе процессы очистки, смазки и стерилизации насыщенным паром под высоким давлением.

Объем камеры: 2.3 л (□108×245 мм)

Емкость: до 8 стоматологических наконечников на кронштейне

Размеры: 270×410×350 мм

Функциональные преимущества:

- **Система «3-в-1»:** полная предстерилизационная обработка (внутренняя и внешняя очистка, смазка маслом) и стерилизация в одном автоматическом цикле.
- **Эффективная обработка каналов:** глубокое проникновение пара в сложные внутренние механизмы наконечников для гарантированного уничтожения патогенов.
- **Информативный ЖК-дисплей:** отображение текущей температуры, давления, времени цикла, а также уровней дистиллированной воды и масла.
- **Автоматическая сушка:** встроенный цикл сушки (в режимах для инструментов) предотвращает появление коррозии и подготавливает изделия к использованию.

- **Документирование:** возможность подключения принтера для печати отчетов о пройденных циклах стерилизации.

Режимы работы:

- **Mode 1:** 134°C – наконечники без упаковки (с очисткой и смазкой).
- **Mode 2:** 121°C – наконечники без упаковки (с очисткой и смазкой).
- **Mode 3:** 134°C – инструменты в упаковке и без (без смазки, с сушкой 10 мин).
- **Mode 4:** 121°C – инструменты в упаковке и без (без смазки, с сушкой 10 мин).

Технические параметры

| | |
|----------------------|--|
| Метод стерилизации | Насыщенный водяной пар |
| Рабочая температура | 121°C / 134°C |
| Рабочее давление | 3.0 бар |
| Электропитание | 220-240 В, 1.8 кВА |
| Резервуар для воды | <ul style="list-style-type: none"> • чистая: 2.0 л • отработанная: 0.6 л |
| Объем масляного бака | 0.25 л |
| Масса | 22 кг |