

Стерилизатор паровой MELAG Vacuclave 118

ИМ-7.116172

паровой, объем камеры 17 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, охлаждение, сушка, 500×470×640 мм, мощность 2.1 кВт, вес 48 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Размеры	500×470×640 мм
Мощность	2.1 кВт
Вес	48 кг

Описание

Vacuclave 118 – компактный паровой стерилизатор класса В. Работает по принципу фракционированного вакуума, что обеспечивает эффективное проникновение насыщенного пара в загруженную партию. Подходит для обработки инструментов и материалов, которые в рамках лечебного процесса могут контактировать с кровью или биологическими жидкостями.

Объем камеры: 17 л (25×35 см)

Норма загрузки: до 5 кг инструментов / до 1.8 кг текстиля

Характеристики:

- безопасная, комфортная и ресурсосберегающая стерилизация инструментов;

- сенсорный дисплей Smart-Touch со светодиодным индикатором состояния;
- сохранение параметров стерилизации через USB-накопитель или сеть;
- автономная работа;
- встроенные резервуары для воды и высокоэффективное воздушное охлаждение для независимой работы;
- энергосберегающий режим Power Save: нагрев и дисплей переходят в режим ожидания между стерилизациями для максимальной энергоэффективности;
- концепция EasyCare (для эффективной замены фильтров, очистки бака и водоснабжения).

Режимы стерилизации

Название	Режим	Время стерилизации
Универсальная В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая S	134°C / 2.1 бар	3:30 минуты
Щадящая В	121°C / 1.1 бар	20:30 минут
Прион В	134°C / 2.1 бар	20:30 минут