

Стерилизатор паровой MELAG Vacuclave 123

ИМ-7.116172

паровой, объем камеры 23 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 5 шт., режим свободного программирования, охлаждение, сушка, 500×470×640 мм, мощность 2.1 кВт, вес 49 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	23 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Размеры	500×470×640 мм
Мощность	2.1 кВт
Вес	49 кг

Описание

Vacuclave 123 – компактный паровой стерилизатор класса В. Работает по принципу фракционированного вакуума, что обеспечивает эффективное проникновение насыщенного пара в загруженную партию. Подходит для обработки инструментов и материалов, которые в рамках лечебного процесса могут контактировать с кровью или биологическими жидкостями.

Объем камеры: 23 л (□25×45 см)
Норма загрузки: до 6 кг инструментов / до 2 кг текстиля

Характеристики:

- безопасная, комфортная и ресурсосберегающая стерилизация инструментов;

- сенсорный дисплей Smart-Touch со светодиодным индикатором состояния;
- сохранение параметров стерилизации через USB-накопитель или сеть;
- автономная работа;
- встроенные резервуары для воды и высокоэффективное воздушное охлаждение для независимой работы;
- энергосберегающий режим Power Save: нагрев и дисплей переходят в режим ожидания между стерилизациями для максимальной энергоэффективности;
- концепция EasyCare (для эффективной замены фильтров, очистки бака и водоснабжения).

Режимы стерилизации

Название	Режим	Время стерилизации
Универсальная В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая S	134°C / 2.1 бар	3:30 минуты
Щадящая В	121°C / 1.1 бар	20:30 минут
Прион В	134°C / 2.1 бар	20:30 минут