

Стерилизатор паровой MELAG Vacuclave 318

ИМ-7.116172

паровой, объем камеры 17 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 6 шт., режим свободного программирования, охлаждение, сушка, 500×470×640 мм, мощность 2.1 кВт, вес 48 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	17 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	6
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Размеры	500×470×640 мм
Мощность	2.1 кВт
Вес	48 кг

Описание

Vacuclave 318 – компактный паровой стерилизатор класса В. Работает по принципу фракционированного вакуума, что обеспечивает эффективное проникновение насыщенного пара в загруженную партию. Подходит для обработки инструментов и материалов, которые в рамках лечебного процесса могут контактировать с кровью или биологическими жидкостями.

Объем камеры: 17 л (□25×35 см)
Норма загрузки: до 7 кг инструментов / до 1.8 кг текстиля

Характеристики:

- программа Heavy Duty для больших объемов загрузки: стерилизация до 7 кг инструментов;

- сушка DRYtelligence (сокращение времени сушки до 80%);
- сенсорный дисплей Smart-Touch со светодиодным индикатором состояния и интуитивно понятной структурой меню для простого управления;
- подключение и регистрация данных: аутентификация пользователей и печать этикеток со штрих-кодом на дисплее без дополнительного программного обеспечения;
- сохранение параметров стерилизации через USB-накопитель или сеть;
- встроенные резервуары для воды и высокоэффективное воздушное охлаждение для независимой работы.

Режимы стерилизации

Название	Режим	Время стерилизации
Универсальная В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая S	134°C / 2.1 бар	3:30 минуты
Щадящая В	121°C / 1.1 бар	20:30 минут
Прион В	134°C / 2.1 бар	20:30 минут
Heavy Duty В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут