

Стерилизатор паровой MELAG Vacuclave 550

ИМ-7.116172

паровой, объем камеры 53 л, настольный, загрузка горизонтальная, программы 4 шт., режим свободного программирования, охлаждение, сушка, 650×636×715 мм, мощность 3 кВт, вес 98 кг

MELAG Medizintechnik, Германия



Характеристики

Тип	паровой
Объем камеры	53 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	4
Режим свободного программирования	Да
Охлаждение	Да
Сушка	Да
Размеры	650×636×715 мм
Мощность	3 кВт
Вес	98 кг

Описание

Vacuclave 550 – компактный паровой стерилизатор класса В. Работает по принципу фракционированного вакуума, что обеспечивает эффективное проникновение насыщенного пара в загруженную партию. Подходит для обработки инструментов и материалов, которые в рамках лечебного процесса могут контактировать с кровью или биологическими жидкостями.

Объем камеры: 53 л (38×45 см)
Норма загрузки: до 25 кг инструментов

Характеристики:

- большая камера, которая вмещает до 25 кг инструментов в 16 промывочных кассетах или до 10 стерилизационных контейнеров MELAstore;
- сокращение времени сушки на 80 % с технологией DRYtelligence;
- рекордно короткие циклы обработки благодаря запатентованной технологии;
- большой сенсорный экран Smart Touch для интуитивно понятного управления;
- функция ProControl позволяет выполнять документирование и утверждение обработки прямо на самом устройстве.

Режимы стерилизации

Название	Режим	Время стерилизации
Универсальная В	134°C / 2.1 бар	5:30 минут
Быстрая S	134°C / 2.1 бар	3:30 минуты
Щадящая В	121°C / 1.1 бар	20:30 минут
Прион В	134°C / 2.1 бар	20:30 минут