

Автоклав Stern Weber SW-17 PLUS

ИМ-7.106298 до 27.03.2023

паровой, объем камеры 17 л, настольный, загрузка горизонтальная, программ 9 шт., сушка, принтер, полок 5 шт., 48×50×60 см, мощность 2.3 кВт, вес 51 кг

CEFLA S.C., Италия



Характеристики

| | |
|---------------------|----------------|
| Тип | паровой |
| Объем камеры | 17 л |
| Размещение | настольный |
| Тип загрузки | горизонтальная |
| Количество программ | 9 |
| Сушка | Да |
| Принтер | Да |
| Количество полок | 5 |
| Размеры | 48×50×60 см |
| Мощность | 2.3 кВт |
| Вес | 51 кг |

Описание

Стерилизатор паровой STERN WEBER SW-17 PLUS (17 литров) - это новый стерилизатор Stern Weber класса PLUS разработан, чтобы облегчить ежедневную нагрузку медицинский персонал, сведя к минимуму ручную работу в ежедневной практике.

Поскольку вода деминерализована фильтром SW Plus, пользователю не нужно использовать деминерализованную воду: ему нужно будет только заполнить бак машины водопроводной водой. Система эффективно очищает водопроводную воду в процессе деминерализации, на выходе получая идеальный вариант для процесса очистки. Хранение полочек и порча внутренних компонентов машины из-за плохого качества воды останется в прошлом.

| Версии | STERN WEBER SW-17 PLUS | STERN WEBER SW-22 PLUS | STERN WEBER SW-28 PLUS |
|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Объем камеры | 17 л | 22 л | 28 л |
| Размер камеры | 25×35 см | 25×45 см | 28×45 см |
| Размеры автоклава | 48×50×60 см | 48×50×60 см | 48×50×60 см |
| Вес | 51 кг | 52 кг | 53 кг |
| Вес стерилизуемого материала | 6 кг | 7.5 кг | 9 кг |
| Количество лотков | 5 шт. | 5 шт. | 6 шт. |
| Автономная работа | от 7 до 11 циклов | от 6 до 10 циклов | от 5 до 9 циклов |

Преимущества:

- конструкция аппарата позволяет значительно экономить воду;
- ЖК-дисплей с клавиатурой имеет четкие, удобные для пользователя значки;
- камера изготовлена из нержавеющей стали с покрытием, нанесенным при помощи электролиза;
- рабочая зона в передней части камеры освещается светодиодной подсветкой;
- стандартный внешний принтер, подключаемый к широкому диапазону стерилизаторов, позволяет пользователям печатать отчеты на термобумаге и этикетках. Внешний принтер для самоклеящихся этикеток со штрих-кодами доступен только для моделей SW 17 PLUS и SW 22 PLUS;
- отчет о выполнении каждого цикла сохраняется во внутренней памяти аппарата. Он может быть загружен в формате PDF через порт USB, Ethernet соединение или по сети Wi-Fi (опция). Wi-Fi также позволяет осуществлять мониторинг данных в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона;
- безопасная система закрывания двери (тройной механизм запоров);
- датчик проводимости, встроенный в бак, повышает фактическое качество дистиллированной воды и сигнализирует оператору на дисплее любые возможные риски для автоклава;
- ускоренный цикл работы автоклава обеспечивается при помощи вакуумного насоса, насыщенный пар подается мощным парогенератором.

Программы:

- **134°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 27 мин.)
- **121°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 20 мин.; общий цикл включая сушку: 43 мин.)
- **134°C развернутые полые** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 29 мин.)
- **134°C завернутые массивные** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 18 мин.)
- **134°C прионы** (тип цикла: В; время стерилизации: 18 мин.; общий цикл включая сушку: 41 мин.)
- **Пользовательский** (пользовательские настройки температуры 134°C/121°C и времени от 4 мин (при 134°C) до 20 мин. (при 121°C), а также настраиваемая сушка)
- **Вакуум тест** (общий цикл включая сушку: 18 мин.)
- **Тест В/D** (общий цикл включая сушку: 20 мин.)
- **Тест вакуум + В/D** (общий цикл включая сушку: 42 мин.)